



**SOPUR.**  
Live without limits.



**DIE EASY LIFE  
FAMILIE**

# EASY LIFE

Das Leben genießen. Die neue Produktfamilie Sopur EASY LIFE bietet für jedes Bedürfnis das passende Produkt.



SIE DEFINIEREN DIE ANFORDERUNGEN. WIR HABEN DEN PASSENDEN  
EASY LIFE. VIER ROLLSTÜHLE, EIN KONZEPT.

## EASY LIFE



Faltrollstuhl,  
fester Vorderrahmen

## EASY LIFE SA



Faltrollstuhl,  
Fußrasten abnehm- und abschwenkbar

## EASY LIFE R



Starrrahmenrollstuhl,  
fester Vorderrahmen

## EASY LIFE R SA



Starrrahmenrollstuhl,  
Fußrasten abnehm- und abschwenkbar

**EASY  
LIFE R**

**DER STARRRAHMEN-  
ROLLSTUHL**



DANK DES VERWINDUNGSFREIEN UND ROBUSTEN RAHMENS KÖNNEN SIE DAS LEBEN IN VOLLEN ZÜGEN GENIEßEN. EGAL, WAS DER TAG BRINGT. MIT DEM SOPUR EASY LIFE R BLEIBEN SIE AKTIV.



## STARR, LANGLEBIG UND KOMPROMISSLOS STABIL – BLEIBEN SIE UNABHÄNGIG!

Der neue EASY LIFE R ist sowohl mit festem Vorderrahmen als auch mit abnehm- und abschwenkbaren Fußrasten (Version SA) erhältlich.

Das gewichtsoptimierte Design verringert die vom Nutzer zur Fortbewegung aufzubringende Kraft und entlastet Schulter, Arme und Hände.

Das modulare Rahmenkonzept bietet eine breite Auswahl an Vorderrahmentypen, Rahmenwinkeln und Rahmenlängen. Die Sitzfläche kann in der Tiefe nachträglich eingestellt werden, was insbesondere bei sich verändernden Krankheitsbildern oder jungen Menschen im Wachstum zur flexiblen Anpassung hilfreich sein kann.

Der abnehmbare und abschwenkbare Swing Away Vorderrahmen bietet Nutzern mit Restfunktionalität maximale Mobilität und ist wahlweise mit Fußbretthaltern aus Kunststoff oder – für weniger Gewicht – aus Aluminium erhältlich.



# EASY LIFE R

CRASH  
TESTED  
ISO  
7176-19



KONFIGURIEREN SIE IHREN EASY LIFE R AUS EINER BREITEN AUSWAHL AN OPTIONEN UND ZUBEHÖR.



#### **Achsverstellung**

Vertikale und horizontale Einstellmöglichkeit für eine optimale Sitzhöhe und einen idealen Schwerpunkt.



#### **Lenkrad**

Unterschiedliche Lenkradgabeln und Lenkräder für unterschiedliche Anforderungen.



#### **Winkeleinstellbarer Rücken (optional)**

Für eine optimale Positionierung leicht und einfach zu verstellen. 20° Winkeleinstellung von -12° bis 8° in 4° Schritten.



#### **Aktiv-Rahmen (optional)**

Kompakter Rahmen (95°) mit 2 cm Krüpfung für sehr aktive Nutzer.



#### **Handbike Achse (optional)**

Verlängerter Radstand für die sichere Nutzung in Verbindung mit einem Handbike.



#### **Leichtbau Fußbrett (optional)**

Winkel- und tiefeinstellbar für die optimale Positionierung der Füße. In Kunststoff oder Aluminium erhältlich.



#### **Seitenteil mit höheinstellbaren Armlehnen (optional)**

Gute Unterstützung der Arme bei niedrigem Transportgewicht. Abnehmbar für einfachen Transfer.



#### **Fußraste ab- und wegschwenkbar**

Für einfachen Transfer und platzsparenden Transport.



#### **Transitrolle**

Optimal auf Reisen. Mit Hilfe der Transitrollen kann man auch engste Durchgänge komfortabel passieren.

**EASY  
LIFE**

**DER FALTROLL-  
STUHL**





KOMBINIEREN SIE MODERNES DESIGN MIT NEUEN RAHMENFARBEN UND ELOXIERTEN TEILEN. PURISTISCH, MODERN, INDIVIDUELL. EIN FALTROLLSTUHL, DER ZU IHREM LEBEN PASST.



VORMITTAGS EINE GESCHÄFTLICHE BESPRECHUNG? NACHMITTAGS EINEN AUSFLUG IN DIE NATUR? EGAL, WAS SIE PLANEN, NEHMEN SIE SICH DIE FREIHEIT VIELSEITIG ZU SEIN.

Durch die vielfachen Verstell- und Konfigurationsmöglichkeiten ist der EASY LIFE Faltrollstuhl perfekt für einen aktiven Lebensstil. Passen Sie Ihren EASY LIFE an Ihre individuellen Bedürfnisse an - mit einer großen Auswahl an Seitenteilen, Armlehnen, Fußbretthaltern, Fußbrettern, Rädern und Greifringen. Und definieren Sie Ihren eigenen Stil aus einer Auswahl von 10 Rahmenfarben und Mattsilber oder Orange eloxierten Teilen.



# EASY LIFE



KONFIGURIEREN SIE IHREN EASY LIFE R AUS EINER BREITEN AUSWAHL AN OPTIONEN UND ZUBEHÖR.



#### **Achsverstellung**

Vertikale und horizontale Einstellmöglichkeit für eine optimale Sitzhöhe und einen idealen Schwerpunkt.



#### **Desk-Seitenteil**

Neues, verstärktes Desk-Seitenteil mit höhenverstellbaren Armpolstern für eine optimale Positionierung der Arme.



#### **Winkeleinstellbarer Rücken (optional)**

Für eine optimale Positionierung leicht und einfach zu verstellen. Winkeleinstellung von  $-9^{\circ}$  bis  $9^{\circ}$  in  $4^{\circ}$  Schritten.



#### **Aktiv-Rahmen (optional)**

Kompakter Rahmen ( $95^{\circ}$ ) für besonders aktive Benutzer. Mit oder ohne Kröpfung erhältlich.



#### **Neue Faltfixierung**

Mit nur einer Hand ganz einfach öffnen und verriegeln.



#### **Hochklappbares Leichtbau Fußbrett (optional)**

Winkel- und tiefeinstellbar. Hochklappbar für einfachen Transfer.



#### **Seitenteil mit höheneinstellbaren Armlehnen (optional)**

Gute Unterstützung der Arme bei niedrigem Transportgewicht. Abnehmbar für einfachen Transfer.



#### **Lenkrad**

Unterschiedliche Lenkradgabeln und Lenkräder für unterschiedliche Anforderungen.



#### **Fußraste ab- und wegschwenkbar**

Für einfachen Transfer und platzsparenden Transport.



## TECHNISCHE DATEN

	EASY LIFE	EASY LIFE SA	EASY LIFE R	EASY LIFE R SA
<b>Sitzbreite</b>	36 – 50 cm (in 2 cm Schritten)	36 – 50 cm (in 2 cm Schritten)	34 – 48 cm (in 2 cm Schritten)	34 – 48 cm (in 2 cm Schritten)
<b>Sitztiefe</b>	36 – 50 cm (in 2 cm Schritten)	36 – 50 cm (in 2 cm Schritten)	36 – 50 cm (in 2 cm Schritten)	36 – 50 cm (in 2 cm Schritten)
<b>Vordere Sitzhöhe</b>	40 – 53 cm	40 – 53 cm	39 – 50 cm	39 – 50 cm
<b>Hintere Sitzhöhe</b>	40 – 51 cm	40 – 51 cm	36 – 45 cm	36 – 45 cm
<b>Sitzwinkel</b>	0° – 12°	0° – 12°	0° – 12°	0° – 12°
<b>Rückenhöhe</b>	25 – 47,5 cm (in 2,5 cm Schritten)	25 – 47,5 cm (in 2,5 cm Schritten)	25 – 45 cm (in 2,5 cm Schritten)	25 – 45 cm (in 2,5 cm Schritten)
<b>Rückenwinkel</b>	-9° bis 9° (optional) (ab Juni -12° bis 12°)	-9° bis 9° (optional) (ab Juni -12° bis 12°)	-12° bis 8°	-12° bis 8°
<b>Gesamtbreite</b>	Sitzbreite + 20 cm	Sitzbreite + 20 cm	Sitzbreite + 20 cm	Sitzbreite + 20 cm
<b>Rahmenwinkel</b>	105° / 95°	100°	105° / 95°	100°
<b>Einzug</b>	2 cm je Seite	–	2 cm je Seite	–
<b>Sturz</b>	0° / 1° / 2° / 3° / 4°	0° / 1° / 2° / 3° / 4°	0° / 1° / 2° / 3° / 4°	0° / 1° / 2° / 3° / 4°
<b>Max. Zuladung</b>	125 kg	125 kg	125 kg	125 kg
<b>Gewicht</b>	ab 11 kg	ab 12,6 kg	ab 11 kg	ab 12,6 kg
<b>Rahmenfarben</b>	10	10	10	10
<b>Hilfsmittelverzeichnis Pos.-Nr.:</b>	18.50.03.0176	18.50.03.0176	18.50.03.0194	18.50.03.0194